


KINO S E R I E S

粘着包帯キノシリーズ



ウェーブ塗工®

独自の『ウェーブ塗工®』

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくる。Nitto独自の粘着剤塗工技術を採用しました。粘着性を安定的に保ちながら、高い通気性を確保し、むれやかぶれの要因を軽減。患者様への思いやりを確かな形にしました。

●キノフィックス、キノソフト、キノホワイト、キノプレス、ウェーブ塗工は日東電工(株)の登録商標です。
◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

- 傷口には直接貼付しないでください。
- 強く引っ張った状態で貼ったり、強く巻きつけて使用しないでください。
- 使用中、皮膚障害その他の異常が認められた時は、直ちに使用を中止してください。
- 剥がすときは、周囲の皮膚を押さえながらゆっくりと剥がしてください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- キノプレス®には、粘着剤に天然ゴムが含まれていますので、アレルギー反応を起こすことがあります。

●お問い合わせは

株式会社ニトムズ
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

●このカタログの内容は 2019 年 5 月現在のものです。

株式会社ニトムズ

Nitto

Innovation for Customers

KINO S E R I E S

粘着包帯キノシリーズ

キノフィックス®

キノソフト®

キノホワイト®

キノプレス®

株式会社ニトムズ

KINO SERIES

粘着包帯キノシリーズ

多彩な用途にきめ細かく対応する粘着包帯、キノシリーズ。

体の複雑な形状や動きにもしっかりフィットして、しかも肌にやさしい粘着包帯。キノシリーズが目指すのは、そんなテープ製品です。

Nittoの独自のウェーブ塗工の採用により、肌にやさしい通気性、透湿性を実現。

また、使用部位に応じて使い分けられる伸縮性、固定性、密着性など、シリーズ製品それぞれに特性をもたせ、

多様なニーズに対応できる粘着包帯をラインアップ。

KINOWHITE

キノホワイト®



■主な用途

- ・手術部位のガーゼ固定
- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・シップ剤の固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定



■特長

- 屈曲部へもしなやかにフィットする、不織布の粘着包帯。
- 重ね貼りしても、剥がれにくい設計。
- 大きめのガーゼ固定にも便利な15cm巾までラインアップしました。
- 独自の「ウェーブ塗工®」により剥離時の容易さと、通気性、透湿性をアップ。
- 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。



■個別包装

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱	JANコード
B5101	1.25cm×10m	4巻	24箱	4976006712642
B5102	2.5cm×10m	2巻	48箱	4976006712659
B5103	3.8cm×10m	2巻	48箱	4976006712666
B5105	5cm×10m	1巻	48箱	4976006712673
B5107	7.5cm×10m	1巻	48箱	4976006712680
B5110	10cm×10m	1巻	24箱	4976006712697
B5115	15cm×10m	1巻	24箱	4976006712703

■長箱包装

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱	JANコード
B5102L	2.5cm×10m	12巻	12箱	4976006712710
B5105L	5cm×10m	6巻	12箱	4976006712727
B5107L	7.5cm×10m	4巻	12箱	4976006712734
B5110L	10cm×10m	3巻	12箱	4976006712741

KINOSOFT

キノソフト®



■主な用途

- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定



■特長

- 屈曲部位、関節部位への密着性にすぐれています。
- タテ方向に伸縮性があります。
- 独自の「ウェーブ塗工®」により通気性、透湿性をアップ。
- 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。



■個別包装

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱	JANコード
B5201	1.25cm×5m	4巻	24箱	4976006712765
B5202	2.5cm×5m	2巻	48箱	4976006712772
B5203	3.8cm×5m	2巻	48箱	4976006712789
B5205	5cm×5m	1巻	48箱	4976006712796
B5207	7.5cm×5m	1巻	48箱	4976006712802
B5210	10cm×5m	1巻	24箱	4976006712819

■長箱包装

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱	JANコード
B5202L	2.5cm×5m	12巻	12箱	4976006712833
B5205L	5cm×5m	6巻	12箱	4976006712857
B5207L	7.5cm×5m	4巻	12箱	4976006712864
B5210L	10cm×5m	3巻	12箱	4976006712871

KINOPRESS

キノプレス®



■主な用途

- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定



■特長

- 伸縮性ある布と適確な粘着剤により、すぐれた固定性を発揮。
- 皮膚への刺激も、のり残りも少ない粘着剤を採用。
- 独自の「ウェーブ塗工®」により通気性、透湿性をアップ。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。



■個別包装

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱	JANコード
B5501	1.25cm×5m	4巻	24箱	4976006712529
B5502	2.5cm×5m	2巻	48箱	4976006712536
B5503	3.8cm×5m	2巻	48箱	4976006712543
B5505	5cm×5m	1巻	48箱	4976006712550
B5507	7.5cm×5m	1巻	48箱	4976006712567
B5510	10cm×5m	1巻	24箱	4976006712574

■長箱包装

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱	JANコード
B5501L	1.25cm×5m	12巻	12箱	4976006712581
B5502L	2.5cm×5m	12巻	12箱	4976006712598
B5503L	3.8cm×5m	8巻	12箱	4976006712604
B5505L	5cm×5m	6巻	12箱	4976006712611
B5507L	7.5cm×5m	4巻	12箱	4976006712628
B5510L	10cm×5m	3巻	12箱	4976006712635

KINOFIX

キノフィックス®



■主な用途

- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定
- ・水濡れしやすい患部の保護

撥水性・速乾性を備えた、全方向伸縮性粘着包帯。

■特長

- 重ね貼りしても、水や汗、唾液などで濡れても剥がれにくい設計。
- 高い撥水性をもち、べたつきがなく常にさらっと快適です。
- タテ・ヨコどちらにも伸縮する『全方向伸縮性素材』を採用。
- 独自の「ウェーブ塗工®」により通気性、透湿性をアップ。
- 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。



3WAYセパレーター

伸縮布の剥離紙に十字状にミシン目を入れることで、さまざまな処置シーンに対応する3種の剥がし方を可能にし、医療現場での作業性を大幅に高めました。



■個別包装

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱	JANコード
B5601	1.25cm×5m	4巻	24箱	4976006712468
B5602	2.5cm×5m	2巻	48箱	4976006712475
B5603	3.8cm×5m	2巻	48箱	4976006712482
B5605	5cm×5m	1巻	48箱	4976006712499
B5607	7.5cm×5m	1巻	48箱	4976006712505
B5610	10cm×5m	1巻	24箱	4976006712512

のり残りが少なく、がっちり固定できる圧迫粘着包帯。

■特長

- 伸縮性ある布と適確な粘着剤により、すぐれた固定性を発揮。
- 皮膚への刺激も、のり残りも少ない粘着剤を採用。
- 独自の「ウェーブ塗工®」により通気性、透湿性をアップ。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

※この製品には天然ゴムが含まれており、アレルギー反応を起こすことがあります。



■個別包装

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱	JANコード
B5501	1.25cm×5m	4巻	24箱	4976006712529
B5502	2.5cm×5m	2巻	48箱	4976006712536
B5503	3.8cm×5m	2巻	48箱	4976006712543
B5505	5cm×5m	1巻	48箱	4976006712550
B5507	7.5cm×5m	1巻	48箱	4976006712567
B5510	10cm×5m	1巻	24箱	4976006712574

■長箱包装

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱	JANコード
B5501L	1.25cm×5m	12巻	12箱	4976006712581
B5502L	2.5cm×5m	12巻	12箱	4976006712598
B5503L	3.8cm×5m	8巻	12箱	4976006712604
B5505L	5cm×5m	6巻	12箱	4976006712611
B5507L	7.5cm×5m	4巻	12箱	4976006712628
B5510L	10cm×5m	3巻	12箱	4976006712635