



医療用品総合カタログ

Medical Products

●お問い合わせは
株式会社ニトムズ
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

◆このカタログの内容は、2020年7月現在のものです。

株式会社ニトムズ


株式会社ニトムズ

角質層を保護する、 肌に優しいサージカルテープ。


貼り替え時の刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑える『優肌絆®シリーズ』。
剥がす痛みも和らぎ、患者様によろこばれています。

優肌 YU-KI

自社従来品



優肌® ゲル粘着剤



**剥離時の刺激が少なく
角質層を守る、優肌® ゲル粘着剤。**

優肌® ゲル粘着剤は、貼付・剥離による物理的な刺激(角質層の損傷)を抑えます。従来の粘着剤が貼り替え時に角質層まで剥離し、痛みやかぶれの原因となるのに対し、優肌® ゲル粘着剤は軟らかく皮膚の凹凸になじみやすく、優しく剥離することができます。

優肌絆® Easy Cut YU-KI BAN EASY CUT



■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 通気性にすぐれています。●3mmピッチのミシン目加工により真っ直ぐきれいに切ることができます。

素材: 不織布

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3291	12mm×7m	24巻	20箱
3292	25mm×7m	12巻	20箱
3295	50mm×7m	6巻	10箱

優肌絆® 不織布(肌) YU-KI BAN NON-WOVEN CLOTH / SKIN



■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 通気性にすぐれています。●手で容易にカットできます。

素材: 不織布

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3251	12mm×7m	24巻	20箱
3252	25mm×7m	12巻	20箱
3255	50mm×7m	6巻	10箱

優肌絆® 不織布(白) YU-KI BAN NON-WOVEN CLOTH / WHITE



■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 通気性にすぐれています。●手で容易にカットできます。

素材: 不織布

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3261	12mm×7m	24巻	20箱
3262	25mm×7m	12巻	20箱
3265	50mm×7m	6巻	10箱

優肌絆® スキンカラー YU-KI BAN SKIN COLOR



■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 通気性にすぐれています。●手で容易にカットできます。

素材: 不織布

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3271	12mm×7m	24巻	20箱
3272	25mm×7m	12巻	20箱

優肌絆® プラスチック YU-KI BAN PLASTIC



■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 小さな孔がたくさん開いているので通気性があります。●カット性にすぐれています。

素材: ポリオレフィンフィルム

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3511	12mm×7m	24巻	20箱
3512	25mm×7m	12巻	20箱
3515	50mm×7m	6巻	10箱

カット性にすぐれた定番。

重ね貼りに適しています。

優肌絆アルファ® YU-KI BAN ALPHA



■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 小さな孔がたくさん開いているので通気性があります。●カット性にすぐれ重ね貼りしやすくなりました。

素材: ポリオレフィン系特殊フィルム

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3521	12mm×7m	24巻	20箱
3522	25mm×7m	12巻	20箱
3525	50mm×7m	6巻	10箱

優肌絆® GS YU-KI BAN GS



■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 通気性にすぐれています。●手で容易にカットできます。
- ミシン目を入れて手切れ性を向上しました。

素材: 不織布

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3281	12mm×9m	24巻	20箱
3282	25mm×9m	12巻	20箱
3285	50mm×9m	6巻	10箱

粘着力、手切れ性をアップ。

優肌絆スモールパック

優肌絆® 不織布(肌) YU-KI BAN NON-WOVEN CLOTH / SKIN

お求めしやすいスモールパック。



■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 通気性にすぐれています。●手で容易にカットできます。

素材: 不織布

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3251S	12mm×7m	8巻	60箱
3252S	25mm×7m	4巻	60箱

優肌絆® プラスチック YU-KI BAN PLASTIC



■特長

- 貼り替えによる物理的刺激が少なく、かぶれ・かゆみを抑えます。●剥がすときの痛みを和らげます。
- 小さな孔がたくさん開いているので通気性があります。●カット性にすぐれています。

素材: ポリオレフィンフィルム

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3511S	12mm×7m	8巻	60箱
3512S	25mm×7m	4巻	60箱

お求めしやすいスモールパック。

「優しさ」と「使いやすさ」を両立した ロールドレッシング。

[優肌]パーミロール® Lite (ハンディロールタイプ)

肌へのフィット感を向上させたロールタイプドレッシング。

薄さ、肌感覚。

フィルムの薄さは

優肌パーミロール®の約1/4

肌へのフィット感を向上させました



■特長

- 水蒸気透過性にすぐれ、むれにくくなっています。
- むれによる不快感や皮膚かぶれを軽減します。
- 貼付時の違和感やストレスを軽減します。
- 衣服や寝具との引っかかりによる剥がれを防ぎます。
- 手袋をしたまま貼付が可能です。

■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
L34R05	5cm×12m	1巻	20箱
L34R10	10cm×12m	1巻	20箱
L34R15	15cm×12m	1巻	20箱

[優肌]パーミロール® (ハンディロールタイプ) PERMEROLL®

操作性を向上したロールタイプドレッシング。



■特長

- 手袋をしたまま貼付が可能です。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 皮膚の角質をほとんど剥がしませんから、かぶれ・かゆみを抑えます。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。

■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
H24R05	5cm×10m	1巻	20箱
H24R07	7.5cm×10m	1巻	20箱
H24R10	10cm×10m	1巻	20箱
H24R15	15cm×10m	1巻	20箱

[優肌]パーミロール® PERMEROLL®

様々な用途に使えるロールタイプドレッシング。



■特長

- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 皮膚の角質をほとんど剥がしませんから、かぶれ・かゆみを抑えます。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。

■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
14R05	5cm×10m	1巻	20箱
14R10	10cm×10m	1巻	20箱
14R15	15cm×10m	1巻	20箱

[優肌]パーミロール® HS (ハンディショートタイプ) PERMEROLL® HS

お求めしやすいショートタイプ。



■特長

- [優肌]パーミロール® (ハンディロールタイプ)のショートタイプ。

■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
H24S05	5cm×2m	12巻	4箱
H24S10	10cm×1m	12巻	4箱

ブレスロール® BREATHROLL®

高透湿と薄いフィルムが特長のロールタイプドレッシング。



■特長

- 水蒸気透過性にすぐれ、むれにくくなっています。
- むれによる不快感や皮膚かぶれを軽減します。
- 貼付時の違和感やストレスを軽減します。
- 衣服や寝具との引っかかりによる剥がれを防ぎます。
- 適度なフィルム強度を保持しているので、剥離時の作業性にすぐれています。
- 手袋をしたまま貼付が可能です。

■主な用途

- ・ドレッシング類で被覆した創傷部位の防水
- ・ストーマ・CAPD療法等の装具装着部位の防水

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
BR05	5cm×12m	1巻	20箱
BR10	10cm×12m	1巻	20箱
BR15	15cm×12m	1巻	20箱

カテーテル固定や創傷保護に 「優しさ」と「安全」を。

[優肌]パーミエイド®ピロー PERME-AID® PILLOW ロック部による痛み、圧痕を軽減したフィルムドレッシング。

クッション材と一体化することで、
カテーテルロック部による
皮膚への負担を軽減させつつ、
高い作業性と確実な操作性を
実現しました。



■特長

- パーミエイドピローは、クッション材と一体化しているので、カテーテルロック部による皮膚への負担を軽減します。
- 優肌粘着剤の使用によりフィルム交換時の角質剥離によるかぶれを軽減します。
- フィルム周囲に不織布テープをつけることで安定したカテーテル固定を実現します。
- バクテリアバリア性があります。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。

■主な用途

- ・カテーテル固定
- ・救急絆創膏

滅菌済
一般医療機器

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
1206	ピロータイプ6cm×7cm	50枚	6箱

医療機器届出番号: 13B1X00203000011

[優肌]パーミエイド® IV PERME-AID® IV

肌への優しさと固定力を両立させたフィルムドレッシング。



■特長

- 優肌粘着剤の使用によりフィルム交換時の角質剥離によるかぶれを軽減します。
- フィルム周囲に不織布テープをつけることで安定したカテーテル固定を実現します。
- バクテリアバリア性があります。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。

- 主な用途**
- ・カテーテル固定
 - ・救急絆創膏

滅菌済
一般医療機器

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
1204	スクエアタイプ4cm×5cm	100枚	5箱
1207	スクエアタイプ6cm×7cm	100枚	6箱
1267v	Vカットタイプ6cm×7cm	100枚	6箱
1210	オーバルタイプ10cm×12cm	50枚	5箱

[優肌]パーミエイド® PERME-AID®

かぶれにくく蒸れにくいフィルムドレッシング。



■特長

- 皮膚の角質をほとんど剥がさないのでかぶれ・かゆみを抑えます。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部にもよくなじみます。
- バクテリアバリア性があります。
- 防水性があります。
- 透明なので、貼付したまま適用部位の観察ができます。

- 主な用途**
- ・カテーテル固定
 - ・救急絆創膏

滅菌済
一般医療機器

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
1409	6cm×9cm	100枚	5箱
1410	8cm×10cm	50枚	6箱
1413	10cm×13.5cm	50枚	6箱
1425	10cm×25cm	20枚	6箱

優肌パッド® YU-KI PAD®

通気性が高く、屈曲部位への密着性にもすぐれた不織布タイプ。



■特長

- 通気性にすぐれています。
- 角質剥離の少ない粘着剤を使用しています。
- 屈曲部位への密着性にすぐれています。
- パッドは高吸液性・非固着性なので、交換時に創部を傷めません。



- 主な用途**
- ・傷の被覆及び保護
 - ・身体創傷部位の支持
 - ・カテーテル固定
 - ・救急絆創膏

滅菌済
一般医療機器

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
1508	5cm×8cm(2.5cm×4cm)	50枚	20箱
1510	6cm×10cm(3cm×6cm)	50枚	20箱
1512	10cm×12.5cm(4cm×6.5cm)	20枚	20箱
1516	10cm×16cm(5cm×10cm)	20枚	20箱
1520	10cm×20cm(5cm×14cm)	20枚	20箱
1525	10cm×25cm(5cm×19cm)	20枚	10箱

[優肌]パーミパッド® PERMEPAD®

創部・健常皮膚どちらも優しく保護するフィルムタイプ。



■特長

- 角質剥離の少ない粘着剤を使用しています。
- 水蒸気透過性・粘着性にすぐれ、むれにくく剥がれにくくなっています。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、屈曲部・凹凸部によくなじみます。
- パッドは高吸液性・非固着性なので、交換時に創部を傷めません。
- 防水性があります。



- 主な用途**
- ・傷の被覆及び保護
 - ・身体創傷部位の支持
 - ・カテーテル固定
 - ・救急絆創膏

滅菌済
一般医療機器


品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
1609	6cm×9cm(2.5cm×4cm)	50枚	8箱
1611	6.5cm×11cm(3cm×6cm)	20枚	10箱
1613	10cm×13.5cm(5cm×6.5cm)	20枚	6箱
1617	10cm×17cm(5cm×10cm)	20枚	6箱
1621	10cm×21cm(5cm×14cm)	20枚	4箱
1625	10cm×25cm(5cm×18cm)	20枚	4箱

湿潤環境を保持し、やさしく剥がせる。

オプティフォーム ジェントルEX

創部をまもる優しい貼り心地。様々な部位にフィットするフォーム ドレッシング。

構造図(5層)



- ①通気性[防水]フィルム シャワー可能
- ②フォーム層 渗出液を貯留
- ③高吸液層 渗出液を閉じ込め浸軟のリスクを軽減
- ④吸液ネット 渗出液を高吸液層にスピーディに移動
- ⑤シリコーン層 創と周辺皮膚への二次損傷を抑え、貼付時または剥離時の不快を抑えます

メドライン社資料における
ASTM D 903に則った試験方法で
試験をした場合、はく離強度は
25mm幅の試験片において
オプティフォーム ジェントルEX
[275gf/mm以上]



■特長

- フォームとシリコーンによる5層構造。
- 貼付時及び剥離時の不快をシリコーン粘着剤で軽減。
- しなやかに貼付部位にフィットします。
- 防水フィルムによりそのままシャワー浴が可能です。

滅菌済
一般医療機器


品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
MSCEX33EP	7.6cm×7.6cm	10枚	10箱
MSCEX44EP	10.1cm×10.1cm	10枚	10箱
MSCEX66EP	15.2cm×15.2cm	10枚	10箱
MSCEX77EP	17.8cm×17.8cm	5枚	8箱

医療機器届出番号: 13B1X00062AWC001

オプティフォーム ジェントルLite NB

創部をまもる優しい貼り心地。様々な部位にフィットするフォーム ドレッシング。

構造図(2層)



- ①フォーム層 渗出液を貯蔵
- ②シリコーン層 創と周辺皮膚への二次損傷を抑え、貼付時または剥離時の不快を抑えます

メドライン社資料における
ASTM D 903に則った試験方法で
試験をした場合、はく離強度は
25mm幅の試験片において

オプティフォーム ジェントル Lite NB
[100gf/mm以上]



■特長


- シリコーン微粘着により仮貼付が容易です。
- 自由にカットできるのでさまざまな部位に貼付できます。
- やわらかいクッションで傷を優しくします。

滅菌済
一般医療機器

医療機器届出番号: 13B1X00062AWC001

アルテメッシュ

構造図



創部をまもる優しい貼り心地。様々な部位にフィットするコンタクトレイヤー。

シリコーンメッシュ
(ポリエチル)

シリコーンゲル層が創部を保護。
ドレッシング材交換時の二次損傷を
軽減。

■特長

- 術後創傷の被覆・保護目的とした創傷被覆材です。
- シリコーンゲル層は密着性を有し、操作性及び貼り付け時の患部密着性を向上させます。



医療機器届出番号: 13B1X00062AWC002

滅菌済
一般医療機器

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
MSCJ1722	5.1cm×5.1cm	10枚	60箱
MSCJ1734	7.6cm×10.2cm	10枚	60箱
MSCJ1745	10.2cm×12.7cm	10枚	40箱
MSCJ1747	10.2cm×17.8cm	10枚	30箱
MSCJ17812	20.3cm×30.5cm	10枚	30箱

アブソキュア®-ウンド ABSOCURE® WOUND

吸液性・柔軟性にすぐれたハイドロコロイド・ドレッシング。



保険適用できます

- 特長
- 創部を保護し、外部からの感染を防止します。
- 上皮再生を促進します。
- 疼痛を抑制します。
- 吸液性・粘着性・柔軟性にすぐれています。
- 防水性があります。



■主な用途
皮下脂肪組織までの創傷
(III度熱傷は除く)に対する
・創の保護
・湿潤環境の維持
・治癒の促進
・疼痛の軽減

滅菌済
高度管理医療機器

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
2110	10cm×10cm	5枚	10箱
2112	15cm×20cm	3枚	5箱
2120	20cm×20cm	3枚	5箱
2130	20cm×30cm	3枚	5箱

アブソキュア®-サジカル ABSOCURE® SURGICAL

薄型タイプのハイドロコロイド・ドレッシング。



保険適用できます

- 特長
- 創部を保護し、外部からの感染を防止します。
- 上皮再生を促進します。 ●疼痛を抑制します。
- 柔軟性が高く、皮膚追随性にすぐれています。
- 半透明なので、貼付したまま創部の観察ができます。
- 防水性があります。



■主な用途
真皮までの創傷に対する
・創の保護
・湿潤環境の維持
・治癒の促進
・疼痛の軽減


滅菌済
管理医療機器

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
2201	5cm×10cm	20枚	5箱
2202	5cm×20cm	20枚	5箱
2210	10cm×10cm	20枚	5箱
2212	10cm×20cm	20枚	5箱
2220	20cm×20cm	10枚	5箱

多彩な用途にきめ細かく対応する 粘着包帯ラインアップ。

独自の『ウェーブ塗工®』

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくる、Nitto独自の粘着剤塗工技術を採用しました。粘着性を安定的に保ちながら、高い通気性を確保し、むれやかぶれの要因を軽減。患者様への思いやりを確かな形にしました。



キノフィックス® KINOFIX®



■特長

- 重ね貼りしても、水や汗、唾液などで濡れても剥がれにくい設計。
- 高い撥水性をもち、べたつきがなく常にさらっと快適です。
- タテ・ヨコどちらにも伸縮する『全方向伸縮性素材』を採用。
- 独自の『ウェーブ塗工®』により通気性、透湿性をアップ。
- 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
B5601	1.25cm×5m	4巻	24箱
B5602	2.5cm×5m	2巻	48箱
B5603	3.8cm×5m	2巻	48箱
B5605	5cm×5m	1巻	48箱
B5607	7.5cm×5m	1巻	48箱
B5610	10cm×5m	1巻	24箱

撥水性・速乾性を備えた、全方向伸縮性粘着包帯。

キノソフト® KINOSOFT®



■特長

- 屈曲部位、関節部位への密着性にすぐれています。
- タテ方向に伸縮性があります。
- 独自の『ウェーブ塗工®』により通気性、透湿性をアップ。
- 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
B5201	1.25cm×5m	4巻	24箱
B5202	2.5cm×5m	2巻	48箱
B5203	3.8cm×5m	2巻	48箱
B5205	5cm×5m	1巻	48箱
B5207	7.5cm×5m	1巻	48箱
B5210	10cm×5m	1巻	24箱

体の動きにフィットする伸縮布粘着包帯。

キノソフト® タイプ L KINOSOFT®.L



■特長

- より経済的に長箱包装もご用意いたしました。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
B5202L	2.5cm×5m	12巻	12箱
B5205L	5cm×5m	6巻	12箱
B5207L	7.5cm×5m	4巻	12箱
B5210L	10cm×5m	3巻	12箱

キノホワイト® KINOWHITE®



■特長

- 屈曲部へもしなやかにフィットする、不織布の粘着包帯。
- 重ね貼りしても、剥がれにくい設計。
- 大きめのガーゼ固定にも便利な15cm巾までラインアップしました。
- 独自の『ウェーブ塗工®』により通気性、透湿性をアップ。
- 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
B5101	1.25cm×10m	4巻	24箱
B5102	2.5cm×10m	2巻	48箱
B5103	3.8cm×10m	2巻	48箱
B5105	5cm×10m	1巻	48箱
B5107	7.5cm×10m	1巻	48箱
B5110	10cm×10m	1巻	24箱
B5115	15cm×10m	1巻	24箱

重ね貼りにも強い、ソフトな不織布粘着包帯。

■主な用途

- ・手術部位のガーゼ固定
- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・シップ剤の固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定

キノホワイト® タイプ L KINOWHITE®.L



■特長

- より経済的に長箱包装もご用意いたしました。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
B5102L	2.5cm×10m	12巻	12箱
B5105L	5cm×10m	6巻	12箱
B5107L	7.5cm×10m	4巻	12箱
B5110L	10cm×10m	3巻	12箱

- 主な用途
- ・手術部位のガーゼ固定
- ・屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
- ・シップ剤の固定
- ・チューブ・ドレーン類の固定

キノプレス® KINOPRESS®



■特長

- 伸縮性ある布と適確な粘着剤により、すぐれた固定性を発揮。
- 皮膚への刺激も、のり残りも少ない粘着剤を採用。
- 独自の『ウェーブ塗工®』により通気性、透湿性をアップ。
- ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
B5501	1.25cm×5m	4巻	24箱
B5502	2.5cm×5m	2巻	48箱
B5503	3.8cm×5m	2巻	48箱
B5505	5cm×5m	1巻	48箱
B5507	7.5cm×5m	1巻	48箱
B5510	10cm×5m	1巻	24箱

- 主な用途
- ・各種圧迫用途
- ・チューブ・ドレーン類の固定

キノプレス® タイプ L KINOPRESS®.L



■特長

- より経済的に長箱包装もご用意いたしました。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
B5501L	1.25cm×5m	12巻	12箱
B5502L	2.5cm×5m	12巻	12箱
B5503L	3.8cm×5m	8巻	12箱
B5505L	5cm×5m	6巻	12箱
B5507L	7.5cm×5m	4巻	12箱
B5510L	10cm×5m	3巻	12箱

- 主な用途
- ・各種圧迫用途
- ・チューブ・ドレーン類の固定

キノエイド®プラスチック KINO AID® PLASTIC

通気性・柔軟性にすぐれたプラスチックテープ。



■特長

- 小さな孔がたくさん開いているので、通気性があります。
- 薄くしなやかで、適度な柔軟性があります。
- 半透明でつや消し処理を施してあるので、目立ちにくくなっています。
- 撥水性にすぐれています。
- カット性にすぐれています。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3501	12mm×9m	24巻	20箱
3502	25mm×9m	12巻	20箱
3505	50mm×9m	6巻	10箱

キノエイド®フレックス KINO AID® FLEX

透湿性にすぐれたソフトな不織布テープ。



■特長

- 通気性にすぐれています。
- 不織布独特の風合いがあり、強度にもすぐれています。
- 手で容易にカットできます。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3201	12mm×9m	24巻	20箱
3202	25mm×9m	12巻	20箱
3205	50mm×9m	6巻	10箱

キノエイド®かみばん KINO AID® KAMIBAN

使いやすく、清潔感の高い紙テープ。



■特長

- 皮膚接着性・チューブ固定性にすぐれています。
- 時間がたっても変質・変形しにくい。
- 皮膚からはがす時、のり残りがほとんどありません。
- 白色・無臭で清潔感の高いテープです。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
3160	9mm×10m	30巻	40箱

キノセルフ® KINO SELF®

カブレの少ない、包帯留め不要の伸縮布自着包帯



■特長

- 包帯どうしが接着するので、包帯留め不要です。
- 皮膚・頭髪には接着しないので、はがす時に痛くありません。
- 屈曲部位・関節部位などにもしっかりと巻くことができます。
- 圧迫調節が自在にできます。
- 通気性にすぐれています。
- 従来の包帯に比べて、使用量が少なくて済み、経済的です。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
104-10	10cm×4m	6巻	6箱
104-20	20cm×4m	4巻	3箱
181-02S	2.5cm×4m	12巻	16箱
181-02L	2.5cm×4m	24巻	8箱
181-05	5cm×4m	12巻	12箱
181-08	8cm×4m	12巻	8箱
199-05	5cm×4m	12巻	6箱
199-08	8cm×4m	12巻	6箱

■主な用途

- ・股関節疾患におけるスピードトラックの下肢固定(主に104)
- ・点滴時における注射針の固定(主に181)
- ・ガーゼ・シップ剤などの固定(主に181)
- ・下肢断端部の圧迫固定(主に199)

テープの多様なニーズに応える、ラインアップ。

JAAF 日本陸上競技連盟
オフィシャルテープ

日本体操協会
オフィシャルサプライヤー

ニトリート®キネロジEX



■特長

- 動きに追随する独自の粘着剤を使用しています。
- 汗や水にも粘着性を維持するため、長時間の貼付や重ね貼りが可能です。
- テープを剥がす時の体毛抜去や角質剥離を抑えます。
- ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性にすぐれます。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
NKEX-25	25mm×5m	12巻	20箱
NKEX-37	37.5mm×5m	8巻	20箱
NKEX-50	50mm×5m	6巻	20箱
NKEX-75	75mm×5m	4巻	20箱
NKEX-50L	50mm×31.5m	1巻	24箱
NKEX-75L	75mm×31.5m	1巻	16箱

ニトリート®キネロジPRO



■特長

- 高い伸縮率、強いサポート感。
- 動きに追随する独自の粘着剤を使用しています。
- 汗や水にも粘着性を維持するため、長時間の貼付や重ね貼りが可能です。
- テープはがすときの体毛抜去や角質剥離を抑えます。
- ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性にすぐれます。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
NKP-50	50mm×4.5m	4巻	10箱
NKP-50BU	50mm×4.5m	4巻	10箱
NKP-50G	50mm×4.5m	4巻	10箱
NKP-100	100mm×4.5m	2巻	10箱
NKP-100BU	100mm×4.5m	2巻	10箱
NKP-100G	100mm×4.5m	2巻	10箱

ニトリート®キネシオロジーテープ(撥水タイプ)



■特長

- 撥水加工で水や汗に強く、重ね貼りが可能です。
- 肩・腰・ひざなどの部位に合わせてサイズが選べます。
- 皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用。
- 高い通気性の「ウェーブ塗工」と、すぐれた撥水性を両立。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
NKH-25	25mm×5m	12巻	20箱
NKH-37	37.5mm×5m	8巻	20箱
NKH-50	50mm×5m	6巻	20箱
NKH-75	75mm×5m	4巻	20箱
NKH-50L	50mm×31.5m	1巻	24箱
NKH-75L	75mm×31.5m	1巻	16箱

ニトリート®キネシオロジーテープ(スタンダードタイプ)



■特長

- ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性にすぐれます。
- 汎用性の高いテープです。
- 肩・腰・ひざなどの部位に合わせてサイズが選べます。
- 皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用。

品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
NK-25	25mm×5m	12巻	20箱
NK-37	37.5mm×5m	8巻	20箱
NK-50	50mm×5m	6巻	20箱
NK-75	75mm×5m	4巻	20箱
NK-50L	50mm×31.5m	1巻	24箱
NK-75L	75mm×31.5m	1巻	16箱

ニトリート®CBテープ/EBテープ/EBHテープ



天然ゴムが含まれており、アレルギー反応を起こすことがあります。

品名	品番	サイズ	入数/内箱	入数/外箱
CBテープ	CB-13	13mm×12m	24巻	4箱
	CB-19	19mm×12m	16巻	4箱
	CB-25	25mm×12m	12巻	4箱
	CB-38	38mm×12m	8巻	4箱
EBテープ	CB-50	50mm×12m	6巻	4箱
	EB-25	25mm×4m	12巻	4箱
	EB-50	50mm×4m	6巻	4箱
	EB-75	75mm×4m	4巻	4箱
EBHテープ	EBH-25	25mm×4.5m	12巻	4箱
	EBH-50	50mm×4.5m	6巻	4箱
	EBH-75	75mm×4.5m	4巻	4箱
	TS-1	—	1本	—

ニトリート®関連商品