



吸収フォームドレッシング

**OPTIFOAM
GENTLE EX**

オプティフォーム ジェントル EX

吸収フォームドレッシング

**OPTIFOAM
GENTLE
LITE NB**

オプティフォーム ジェントル Lite NB



株式会社ニトムズ


創部をまもる優しい貼り心地。 様々な部位にフィットするフォームドレッシング。

吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE EX オプティフォーム ジェントル EX

- フォームとシリコンによる5層構造。
- 貼付時及び剥離時の不快をシリコン粘着剤で軽減。
- しなやかに貼付部位にフィットします。
- 防水フィルムによりそのままシャワー浴が可能です。

使用方法〈MSCEX33EP / MSCEX44EP / MSCEX66EP〉



1 パッケージからドレッシングを取り出し、リリースライナーを1枚取り除く。

2 創面にドレッシングを貼付し、残りのリリースライナーを取り除く。

3 ドレッシングを皮膚に優しく固定する。

MSCEX77EP：パッケージ記載の使用方法をご参照ください。




品番	サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	入数/ 化粧箱	価格 (税込)	入数/ 外箱
MSCEX33EP	7.6×7.6	4.5×4.5	10枚	¥2,090	10箱
MSCEX44EP	10.1×10.1	6.5×6.5	10枚	¥2,640	10箱
MSCEX66EP	15.2×15.2	11×11	10枚	¥5,500	10箱
MSCEX77EP	17.8×17.8	13×11.8	5枚	¥3,960	8箱

吸収フォームドレッシング

OPTIFOAM GENTLE LITE NB オプティフォーム ジェントル Lite NB

- シリコンの微粘着により仮貼付が容易です。
- 自由にカットできるのでさまざまな部位に貼付できます。
- やわらかいクッションで傷を優しくまもります。

使用方法



1 パッケージからドレッシングを取り出し、リリースライナーを1枚取り除く。

2 創面にドレッシングを貼付し、残りのリリースライナーを取り除く。

3 テープまたは二次ドレッシングを用いて固定する。



品番	サイズ (cm)	入数/ 化粧箱	価格 (税込)	入数/ 外箱
MSC2944NB	10×10	10枚	¥5,060	10箱
MSC2966NB	15×15	10枚	¥9,460	10箱

【使用目的又は効果】 本品は、創部の保護及び固着防止に用いる。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止 2. 再滅菌禁止

使用上のご注意

●詳細については添付文書をご参照ください。

一般医療機器 救急絆創膏
(手術用被覆・保護材／熱傷被覆・保護材)
届出番号 13B1X00062AWC001
製造販売業者：メドライン・ジャパン合同会社

Nitto 株式会社ニトムズ

※ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー 7 階
東京営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー 7 階
大阪営業所 〒541-0042 大阪市中央区今橋 3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト 15 階
仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-1-23 仙台Kビル
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-6 第三博多信成ビル
豊橋事業所 〒441-3104 豊橋市雲谷町字ハシヅメ 11-6
松山事業所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外 1057-1

●ニトムズのホームページ <https://www.nitoms.com/>



PAC21-03050 (EF-010)

●お問い合わせは
TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679
●このカタログの内容は 2020 年 11 月現在のものです。